

MÁY PHÂN TÍCH HbA1C

Đặc Tính:

- Khối lượng mẫu nhỏ $\leq (0.2\mu\text{L})$
- Quy trình lấy máu không đau

Máy phân tích All-In-One

- In kết quả phân tích

Hoạt động đơn giản

- Giao diện đồ họa cho người dùng
- Hoạt động hoàn toàn tự động
- Giảm thiểu lỗi của con người
- Thao tác 3 bước

Chứng nhận bởi:




TD-4611



Thao tác 3 bước



Dữ liệu tin cậy và chính xác (so sánh với thiết bị Tosoh G7)



Thông số kỹ thuật của thiết bị

Model Nb.	TD-4611
Phương pháp đo	Trắc quang
Loại mẫu	Máu toàn phần - Máu mao mạch đầu ngón tay hoặc máu tĩnh mạch EDTA
Mẫu cỡ	$\leq 0.2 \mu\text{L}$
Thời gian đo	≤ 6 phút
Dải đo	4% ~ 16%
Độ chính xác	CV < 5%
Đơn vị	Phần trăm (%) hoặc mmol/mol
Bộ nhớ	10,000 kết quả đo
ID bệnh nhân/ID quản lý	Đầu đọc mã vạch hoặc nhập tay(Tùy chọn)
Kích thước	13.4 (H) x 19.2 (W) x 23.5 (D) cm 5.28 (H) x 7.67 (W) x 9.25 (D) inch
Trọng lượng	3.8kg (8.38 lbs)
Điều kiện vận hành	15°C ~ 32°C (59°F ~ 89.6°F), 10-90% R.H.
Điều kiện bảo quản/Lưu trữ	10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F), 10-90% R.H.

Thông số kỹ thuật của hộp chất thử

Model Nb.	TD-4601
Phương pháp đo	Xét nghiệm miễn dịch
Kích thước	73.3 (L) x 58.2 (W) x 12.6 (H) mm 2.89 (L) x 2.20 (W) x 0.5 (H) inch
Điều kiện vận hành	15°C ~ 32°C (59°F ~ 89.6°F) , 10-90 % R.H.
Điều kiện bảo quản/Lưu trữ	Nhiệt độ tủ lạnh 2°C ~ 8°C (35.6°F ~ 46.4°F) , 10 - 90% R.H. Nhiệt độ tủ lạnh 8°C ~ 25°C (46.4°F ~ 77°F) , 10 - 90% R.H.

Facare⁺

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ

Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Tel : (+84-24) 6295 5592 - Fax : (+84-24) 37914142
Email: info@facare.com.vn

www.facare.com.vn

Hotline: 0906 209 266