

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT



±15mg/dL & ±15%



LCD Backlight



Strip Ejection



Strip Guiding Light



Bluetooth®

5 giây, 0.5 μ L

Màn hình LCD

Đẩy que thử



FC-G168

Tính năng

- Có đèn chỉ dẫn vị trí chèn que thử
- Màn hình lớn và có đèn nền
- Cài đặt đo trước/sau bữa ăn (AC/PC)
- Kết nối với ứng dụng FaCare trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng
- Hỗ trợ lưu trữ kết quả không giới hạn trên Cloud Server



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Enzyme	GDH-FAD
Mẫu máu	0.5 μ L
Thời gian đo	5 giây
Phạm vi đo	20 ~ 600 mg/dL (1.1 ~ 33.3 mmol/L)
Dải Hematocrit	35% - 60%
Độ chính xác	SD < 5 mg/dL (0.278 mmol/L) tại < 100 mg/dL (5.55 mmol/L); CV < 5% tại 100 mg/dL (5.55 mmol/L)
Tính chính xác	±15 mg/dL nếu < 100 mg/dL; ±15% nếu ≥100 mg/dL
Cảnh báo Ketone	Có
Kết nối	Bluetooth
Nguồn	2 pin AAA
Bộ nhớ	Lưu 1000 kết quả đo
Chỉ số trung bình	7, 14, 21, 28, 60, 90 ngày
Bảo giờ đo	Cài đặt 4 lần mỗi ngày
Kích thước	96 (L) x 61 (W) x 26 (H)mm
Trọng lượng	67.2 g (Không bao gồm pin)
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ 10°C (50°F) ~ 40°C (104°F), độ ẩm 85% R.H.
Điều kiện bảo quản và Lưu trữ	-20°C (-4°F) ~ +60°C (140°F) (đối với máy đo) 2°C (35.6°F) ~ 32°C (89.6°F) (đối với que thử)

Q FaCare



FaCare



Android



IOS

FaCare+

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ

Bác sĩ trong gia đình bạn!

Văn phòng Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà N01T3, khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 6295 5592 - Fax: (+84-24) 37914142
Văn phòng HCM: B24 - Dự án Nguyễn Ảnh Thủ, khu phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Web: www.facare.com.vn - Email: info@facare.com.vn

Hotline: 0932 372 099 - 0906 209 266