

MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT



±15mg/dL & ±15%



LCD Backlight



Strip Ejection



Strip Guiding Light



Bluetooth®

5 giây, 0.5 μ L

Màn hình LCD

Đẩy que thử



FC-G168

Tính năng

- Có đèn chỉ dẫn vị trí chèn que thử
- Màn hình lớn và có đèn nền
- Cài đặt đo trước / sau bữa ăn (AC / PC)
- Hỗ trợ lưu trữ kết quả không giới hạn trên Cloud Server

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Enzyme	GDH-FAD
Mẫu máu	0.5 μ L
Thời gian đo	5 giây
Phạm vi đo	20 ~ 600 mg/dL (1.1 ~ 33.3 mmol/L)
Dải Hematocrit	35% - 60%
Độ chính xác	SD < 5 mg/dL (0.278 mmol/L) tại < 100 mg/dL (5.55 mmol/L); CV < 5% tại 100 mg/dL (5.55 mmol/L)
Tính chính xác	±15mg/dL nếu < 100 mg/dL; ±15% nếu ≥100 mg/dL
Cảnh báo Ketone	có
Kết nối	Bluetooth
Nguồn	2 Pin AAA
Bộ nhớ	1000
Trung bình	7, 14, 21, 28, 60, 90 ngày
Báo giờ	Cài đặt 4 lần mỗi ngày
Kích thước	96 (L) x 61 (W) x 26 (H)mm
Trọng lượng	67.2 g (Không bao gồm pin)
Điều kiện hoạt động	10°C (50°F) ~ 40°C (104°F), Độ ẩm 85% R.H.
Điều kiện bảo quản và Lưu trữ	-20°C (-4°F) ~ +60°C (140°F) (đối với máy đo) 2°C (35.6°F) ~ 32°C (89.6°F) (đối với que thử)



Q FaCare

FaCare+



FaCare

Android

IOS

FaCare+

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ

www.facare.com.vn

Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Tel : (+84-24) 6295 5592 - Fax : (+84-24) 37914142
Email: info@facare.com.vn

Hotline: 0906 209 266