



## MÁY ĐO ĐỘ BẢO HÒA OXY *SpO<sub>2</sub>*



 **Bluetooth®**



LCD có đèn nền



Chỉ số  
tưới máu



Kết nối  
Bluetooth



Tự động  
tắt nguồn



Xoay màn hình

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

**TD-8255B**  
**FC-H168**

Model.	TD-8255B(Bluetooth) / FC-H168 (Bluetooth)
Kết nối	Bluetooth
Kích thước	63 (L) x 35 (W) x 32 (H) mm
Trọng lượng	40g ( không bao gồm pin )
Phạm vi đo nhịp tim	30 ~ 250 Nhịp mỗi phút (bpm)
SpO <sub>2</sub>	0% ~ 100%
Độ chính xác (SpO <sub>2</sub> )	80%~100% ±2 chữ số
Phương pháp	Bước sóng kép LCD LED
Chỉ số tưới máu	Chỉ báo 5 nhịp
Độ chính xác (Nhịp tim)	±1 bpm hoặc ±1%
Nguồn	2 pin AAA
Tự động tắt	15 Giây khi không sử dụng
Màn hình	LCD có đèn nền
Nhiệt độ hoạt động	10°C ~ 40°C
Tiêu chuẩn EMC	IEC60601-1-2
Tiêu chuẩn an toàn	IEC60601-1
Tiêu chuẩn hiệu suất	ISO80601-2-61

# Facare<sup>+</sup>

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ FACARE QUỐC TẾ**

Tổ 28, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội  
Tel : (+84-24) 6295 5592 - Fax : (+84-24) 37914142  
Email: info@facare.com.vn

www.facare.com.vn

Hotline: 0906 209 266